



	<p>Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto  <b>AZIENDA ULSS N. 8 BERICA</b>  Via Rodolfi 37, I-36100 Vicenza</p> <p>Medicina di Laboratorio - Direttore: Dr. D. Giavarina</p> <p><b>MO363 Richiesta Diagnostica Neuroautoimmunità e Degenerazione Cognitiva</b></p>	 <p>SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO  UNI EN ISO 9001:2015 – CERT.n°82228</p>
--	---	---

### Prestazione Diagnostica di Neuroautoimmunità Neuro-Gliale e di Degenerazione Cognitiva

Indicare nella casella a sinistra il test che si desidera, su siero, liquor o entrambi (le caselle oscurate indicano che il test non è eseguibile in quella matrice); si raccomanda test sia su siero che liquor in caso di sospetta Encefalite Autoimmune

Siero	Liquor	Prestazioni	Costo
<b>Anticorpi gliali associati a malattia infiammatoria demielinizzante</b>			
		Anticorpi anti Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein ( <b>MOG</b> ) IgG e Anticorpi anti Acquaporina-4 ( <b>AQP4</b> ) IgG (IFI)	€ 39.70
<b>Anticorpi neuronali intracellulari associati a sindrome paraneoplastica</b>			
		Anticorpi anti antigeni <b>ONCONEURALI</b> e <b>GAD65</b> - (Anti-Hu, Anti-Yo, Anti-Ri, Anti- PNMA2 (Ma2/Ta), Anti-CV2, anti-Amfifisina, Anti-Titina, Anti-SOX1, Anti-Recoverina, Anti-Tr, Anti-Zic4, Anti-GAD65) (Immunoblot) e Immunofluorescenza Indiretta su Tessuto [Mosaico Neurologico 8 (cervelletto, nervi, intestino, pancreas) – (IFI)]	€ 238.2
<b>Anticorpi neuronali di superficie associati a Encefalite Autoimmune</b>			
		Anticorpi anti <b>-NMDAR, -LGI1, -CASPR2, -AMPA 1-2, -GABAB, DPPX</b> (Mosaico Encefalite Autoimmune 6) (IFI)	€ 119.1
		Anticorpi Anti- <b>IgLON5</b> IgG (IFI)	€ 19.85
<b>Anticorpi neuronali associati a neuropatie periferiche</b>			
		Anticorpi Anti-Gangliosidi (screening: MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b) (IgG e IgM)	€ 238.2
<b>Diagnostica di Degenerazione Cognitiva</b>			
		Determinazione proteina TAU totale	€ 173.0
		Determinazione proteina TAU fosforilata	€ 173.0
		Determinazione proteina $\beta$ -amiloide (A $\beta$ 1-40, A $\beta$ 1-42)	€ 173.0

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p><b>ULSS8</b> BERICA</p>	<p>Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto  <b>AZIENDA ULSS N. 8 BERICA</b>  Via Rodolfi 37, I-36100 Vicenza</p> <hr/> <p>Medicina di Laboratorio - Direttore: Dr. D. Giavarina</p> <p><b>MO363 Richiesta Diagnostica Neuroautoimmunità e Degenerazione Cognitiva</b></p>	 <p>SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO  UNI EN ISO 9001:2015 – CERT.n°82228</p>
---	---	---

## Procedura per invio di campioni per test di neurobiologia

<p><b>Indirizzo di Spedizione:</b>  Laboratorio Analisi  Area P (Area Laboratori) - Edificio "Ottagono"  Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100  VICENZA</p> <p>Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15  Il campione va consegnato alla segreteria del Laboratorio Analisi che si occuperà dell'accettazione</p>
<p><b>Contatti:</b></p> <p><b>Tel. Segreteria Laboratorio Analisi 0444-753402</b>  <b>e-mail: <a href="mailto:laboratorio.analisi@aulss8.veneto.it">laboratorio.analisi@aulss8.veneto.it</a></b></p>
<p><b>Materiale necessario:</b></p> <p>Siero: 1-2 provette da siero (tappo rosso; senza anticoagulante)  Liquor: 1 provetta (quantità minima 1 ml) (se possibile inviare campioni di siero e liquor appaiati)  Per le richieste di indagine di <i>degenerazione cognitiva sul liquor</i> utilizzare <u>esclusivamente</u> provette dedicate (fornite dal laboratorio) e far pervenire entro 4h dal prelievo.  Per richieste di indagine di <i>degenerazione cognitiva su siero</i> utilizzare una provetta tappo viola da emocromo</p> <p>Etichetta: nome e cognome, data di nascita e data prelievo.</p>
<p><b>Modalità di conservazione:</b></p> <p>I campioni, ad esclusione delle richieste di indagine di degenerazione cognitiva, possono essere conservati sino a 24 ore a 4° (frigo), ma è preferibile sierare nell'immediato i campioni.  Per periodi oltre le 24 ore i campioni di sangue vanno CENTRIFUGATI e il siero successivamente congelato a -20°C</p>
<p><b>Modalità trasporto:</b></p> <p>In contenitore con ghiaccio secco se la durata della conservazione/trasporto &gt; 24 ore o se prelievo congelato  In contenitore con siberini se durata di conservazione/trasporto &lt; 24 ore  Controllare la chiusura della provetta.  Campioni non adeguati non verranno accettati.</p>