

	<p>Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA OSPEDALE S. BORTOLO Via Rodolfi 37, 36100 Vicenza</p> <p>U.O. C. MICROBIOLOGIA DI VICENZA DIPARTIMENTO STRUTTURALE DELLA DIAGNOSTICA <i>Direttore: Dr. Mario Rassa</i></p>
<p>IO AMB 004 - ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DELLO SCOTCH TEST PER LA RICERCA DI <i>Enterobius vermicularis</i> (OSSIURO)</p>	

Il prelievo prevede la raccolta di eventuali uova di *Enterobius vermicularis* attraverso un pezzetto di scotch trasparente fatto aderire per qualche secondo sull'orifizio anale e quindi steso su un vetrino.

L'esame completo prevede la raccolta su 3 vetrini, eseguendo i prelievi in 3 giorni consecutivi.

I vetrini vanno ritirati, insieme al contenitore, presso la Segreteria del Laboratorio.

1. Il prelievo deve essere eseguito al momento del risveglio mattutino, prima che il paziente defechi e si lavi.
2. Tagliare con le forbici un pezzo di **scotch trasparente** (5-6 cm) un poco più corto del vetrino.
3. Indossare dei guanti.
4. Appoggiare il nastro adesivo sull'orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per circa 15-20 secondi.
5. Staccare lo scotch dall'orifizio anale ed applicarlo ben steso sul vetrino. Riporre il vetrino nel contenitore fornito dalla Segreteria.
6. Conservare i vetrini nel contenitore dedicato (fornito dalla Segreteria) in frigorifero e consegnarli tutti insieme il terzo giorno. La consegna va effettuata presso il Centro Prelievi dell'UOC Medicina di Laboratorio, prenotando attraverso l'applicativo Zerocoda (dal sito: www.aulss8.veneto.it)

Si raccomanda di:

- lavarsi accuratamente le mani dopo ciascun prelievo (le uova eventualmente presenti sono infestanti)
- **NON utilizzare scotch opaco, colorato o satinato**
- NON arrotolare o piegare lo scotch sul vetrino