



**RICERCA DI MERCATOPER L'ACQUISTO DI
 "PLACCHE E VITI A STABILITA' ANGOLARE MULTIDIREZIONALE PER IL TRATTAMENTO
 DELLE FRATTURE DI RADIO E ULNA PROSSIMALI-DISTALI E OMERIO DISTALE " PER LA
 SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA**

L'Azienda ULSS N. 8 Berica intende acquisire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, un sistema di Placche e viti a stabilità angolare multidirezionale per il trattamento delle fratture di radio e ulna prossimali-distali e omero distale, prodotti dalla ditta Medartis e distribuiti dalla Ditta Mikai spa, per la Sala Operatoria di Ortopedia, dichiarati per le loro caratteristiche "infungibili" per le motivazioni sotto riportate:

- La stabilità angolare per attrito: ciò consente la multi-direzionabilità con un angolo di +/- 150, fa rimozione e il riposizionamento intra-operatorio fino a tre volte rimanendo liberi di cambiare la direzione, ma soprattutto la possibilità di rimuovere facilmente la placca senza alcun problema. Questo tipo di stabilità angolare è presente in tutti i fori delle placche di mano, di radio distale e di gomito.
- Tutte le viti per qualunque segmento hanno una parte di pochi mm in cui sotto la testa la vite diventa tronco-conica (per poi diventare cilindrica) evitando il punto di rottura predeterminato dove esistono i 90° fra testa e corpo della vite (facilitando la rimozione delle placche senza rischiare la rottura delle viti).
- Tutte le placche del sistema Aptus Distal Radius ed Elbow hanno un'unica misura per ogni segmento, facilitando il lavoro degli strumentisti perché, di conseguenza, esiste una sola fresa ed un solo cacciavite
- Per l'omero distale esistono placche per il montaggio sia a 90° che a 180° con la presenza di una placca laterale che, grazie ad una torsione ricavata dal pieno senza deformazioni del materiale, si posteriorizza prossimalmente risultando estremamente anatomica. Anche la placca mediale ha una leggera deviazione verso la parte posteriore dell'omero permettendo di evitare la cresta che rende difficile il posizionamento delle placche mediali. Il set di gomito ha nello strumentario un puntatore che garantisce l'inserimento guidato (ma sempre multi direzionabile) delle viti distali e che permette di calcolare anche la misura della vite da inserire.
- Esiste una placca per l'olecrano che simula il cerchiaggio dando una stabilità più importante all'impianto; in questo modo si evitano tutti i problemi post-operatori legati al cerchiaggio. Inoltre vi è un sistema di doppia placca mediale e laterale per la sintesi delle fratture complesse che lascia libera la punta dell'olecrano (a differenza della placca standard posteriore) evitando problemi di decubito al paziente.
- Esiste nel set gomito una placca di coronoide che consente un completo sostegno al tubero sublimare grazie ad una forma molto anatomica ed un'intera filiera che abbraccia la coronoide e 2 placche per il capitello radiale estremamente anatomiche per trattare sia le fratture del collo sia della testa del radio prossimale

- Per il radio distale ci sono placche sia con inclinazione verso il processo stiloideo sia verso la radio-ulnare distale e alcune placche per indicazioni particolari tra cui un vero e proprio sistema per le fratture marginali che comprende una placca che consente di andare sul limite della linea spartiacque senza creare problemi al flessore lungo del pollice un'altra di spessore 0,6mm che consente di sintetizzare piccoli frammenti della faccetta del semilunare difficilmente sintetizzabili in altro modo, una placca con gli uncini attaccati che si può usare quando la rima di frattura arriva ai fori dell'uncino rendendolo inutilizzabile ed una placca con 2 forellini attaccati in cui si inseriscono le stesse viti dell'uncino (1,5mm auto perforanti) permettendo di trattare fratture comminute comprese di un piccolo frammento articolare ; sono presenti nel sistema placche dorsali anatomiche, placche per le singole colonne sia volari che dorsali e placche per le artrodesi totali di polso senza inserire viti nel metacarpo e placche per l'artrodesi parziale di radio inserendo viti solo su radio, scafoide e semilunare

Le ditte le quali disponessero di prodotti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire la relativa documentazione tecnica, recante la dicitura **“RICERCA DI MERCATO PER PLACCHE E VITI A STABILITA' ANGOLARE MULTIDIREZIONALE PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DI RADIO E ULNA PROSSIMALI-DISTALI E OMERO DISTALE”**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it**, entro le ore 12.00 del 19.10.2020.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444-752593, e-mail chiara.menin@aulss8.veneto.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Miotto.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
F.to Dott. Miotto Giorgio