

**IO CIT 002**  
**MODALITA' DI RACCOLTA DELLE URINE PER ESAME CITOLOGICO****L'ESAME CITOLOGICO VA ESEGUITO SU 3 CAMPIONI DI URINA**  
**RACCOLTI IN 3 GIORNI SUCCESSIVI**

La raccolta delle urine **va iniziata nei 2 giorni precedenti la data della consegna dei campioni** (es. se la consegna è per lunedì, le urine dovranno essere raccolte il sabato, la domenica e il lunedì mattina).

Per effettuare l'esame verrà fornita una confezione contenente:

**tre provettoni a fondo conico preriempiti con liquido fissativo per la conservazione e il trasporto dei campioni di urina, tre etichette autoadesive, il foglio con le istruzioni.**

**PRECAUZIONI D'USO**

Il liquido presente nei contenitori è **INFIAMMABILE**

Non berlo e conservare i contenitori fuori della portata dei bambini.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Evitare il contatto con gli occhi.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere i contenitori lontano da fiamme e scintille.

Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco.

**ISTRUZIONI D'USO**

1. **Le urine non devono essere quelle della notte**, ma le seconde della mattina (es. il mattino si urina normalmente, si bevono 2 o 3 bicchieri di acqua e si raccolgono le urine successive).
2. **Raccogliere l'urina in un recipiente pulito.**
3. **Aprire il provettone “CAMPIONE 1” contenente il fissativo ed introdurre l'urina fino al livello dell'ultima linea blu, parte alta verso il tappo o fino alla parte finale dell'etichetta bianca vicino al tappo.**  
**Richiudere accuratamente il contenitore.**
4. **Scrivere i propri dati anagrafici sulle etichette autoadesive fornite ed applicarne una sul contenitore. Conservare il contenitore così allestito in luogo fresco.**

**Ripetere il procedimento il secondo ed il terzo giorno, utilizzando i provettoni “CAMPIONE 2” e “CAMPIONE 3”.**

**Reintrodurre i tre campioni nella confezione.**

**CONSEGNARE LA CONFEZIONE CONTENENTE I 3 CAMPIONI INSIEME ALL'IMPEGNATIVA E AL FOGLIO RACCOLTA DATI PER CITOLOGIA URINARIA PRESSO UNO DEI PUNTI PRELIEVO DELL'ULSS8 PREVIA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ZEROCODA (homepage del sito ULSS8).**

**Non servono le urine delle 24 ore.**

**Non serve il digiuno**