

Prot. 102462 | 24 OTT. 2018

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfini, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto per la **fornitura di n. 1 lampada scialitica per Cardiochirurgia** - ex art 36 D.Lgs. 50/2016. – CHIARIMENTI

In merito alla suddetta procedura, sono state formulate alcune richieste di chiarimento per le quali si elencano le risposte fornite dall'U.O. di Cardiochirurgia, precisando che le medesime risposte integrano l'elenco delle specifiche tecniche dell'avviso di gara solo in forma indicativa in quanto resta fermo il principio di equivalenza funzionale, sottolineato nello stesso avviso.

DOMANDA: in riferimento alla fornitura dei trasformatori di alimentazione/commutazione, si chiede di specificare le caratteristiche dell'impianto esistente: tensioni disponibili (230V o 24V, numero di linee, continuità).

RISPOSTA: Per l'alimentazione della lampada scialitica e del satellite l'ULSS rende disponibile ai morsetti dell'apparecchio a soffitto due circuiti (uno per la scialitica e uno per il satellite) con una tensione di 230 V in corrente alternata proveniente da linea in continuità assoluta (UPS).

DOMANDA: Con la dicitura "1 lampada scialitica" è da intendersi una lampada singola (1 testa lampada) o una combinata? (2 teste lampada) Nel caso si tratti di una combinata qual è l'esatta configurazione dei bracci?

RISPOSTA: Si specifica che quando si parla di "1 lampada scialitica" si intende 1 corpo lampada composto da:

1 lampada scialitica principale con telecamera coassiale full HD;

1 lampada scialitica satellite

1 braccio con seconda telecamera full HD


1 braccio con due monitor da 26"

DOMANDA: in merito al punto: Tablet mobile con tecnologia touch per la regolazione delle impostazioni anche da campo. Trattandosi di ausilio che sarà usato in sala operatoria dovrà essere un tablet medicale?

RISPOSTA: Per quanto riguarda il tablet non si tratta di apparecchio che va a contatto col paziente ma un accessorio utilizzato per controllare luci e telecamere; tuttavia è un accessorio della lampada pertanto dovrebbe rispondere alle medesime caratteristiche.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)



Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Miotto

Referente procedura: dott. Francesco Trunfio

Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407

e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it