

## **VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SACCHE URINA, SACCHE URINA STERILI ed ACCESSORI.**

Il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 11 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0117544/GM/mr/2020 del 03/12/2020, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all'attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

Presidente: Dott.ssa Antonella Bagaccin, Dirigente farmacista - U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est

Componenti: Sig.ra Anna Dal Corno Coordinatore infermieristico U.O.C. Geriatria – Distretto Est  
Sig.ra Stefania Zuccon Coordinatore infermieristico U.C.I.C. U.O.C. Cardiologia – Distretto Est

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta. Hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- Benefis
- CEA
- Clini-Lab
- Chemil
- Codisan
- Coloplast
- Farmac-Zabban
- Hollister
- Securmed
- Teleflex

Ricevute dal Responsabile Unico del procedimento, dott. Giorgio Miotto, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

La gara verrà aggiudicata, per singolo Lotto, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed il Presidente - ad inizio seduta - richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Disciplinare di gara (art. 7):

**A) QUALITA': punteggio massimo punti 70**

**A) PREZZO: punteggio massimo punti 30**

Il punteggio relativo alla qualità verrà suddiviso in base ai criteri e punti massimi di seguito individuati:

### **LOTTO 1**

| <b>Criteri di valutazione della Qualità</b>                                                                      | <b>Punteggio massimo</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi- | 12                       |

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| tenuta della sacca                                                                                                                                      |    |
| Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi- uniformità della sigillatura bordo     | 5  |
| Modalità di lettura e verifica contenuto: la scala di gradazione deve essere ben visibile - visibilità e facilità di lettura della scala graduata       | 26 |
| Funzionalità del tubo: consistenza tale da impedire l' "ingincchiamento" del tubo con conseguente adattamento a posizioni non consone-rigidità del tubo | 27 |

#### **LOTTO 2 e 3 a e b**

| <b>Criteri di valutazione della Qualità</b>                                                                                                             | <b>Punteggio massimo</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi- tenuta della sacca                     | 12                       |
| Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi - uniformità della sigillatura bordo    | 5                        |
| Modalità di lettura e verifica contenuto: la scala di gradazione ben visibile - visibilità e facilità di lettura della scala graduata                   | 14                       |
| Funzionalità del tubo: consistenza tale da impedire l' "ingincchiamento" del tubo con conseguente adattamento a posizioni non consone-rigidità del tubo | 14                       |
| Funzionalità del rubinetto di scarico-semplicità della chiusura di azionamento e sicurezza sistema di scarico                                           | 25                       |

#### **LOTTO 4 a e b**

| <b>Criteri di valutazione della Qualità</b>                                                                       | <b>Punteggio massimo</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi - | 17                       |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| tenuta dell'intero sistema                                                                                                                   |    |
| Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi - presenza di alette         | 9  |
| Perfetto raccordo tra l'estremità e la sacca di raccolta-semplicità nell'esecuzione della manovra di scollegamento/collegamento delle sacche | 26 |
| Maneggevolezza dell'intero sistema per il paziente-semplicità di utilizzo in autonomia                                                       | 18 |

#### **LOTTO 5**

| <b>Criteri di valutazione della Qualità</b>                                                   | <b>Punteggio massimo</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Semplicità di posizionamento, tenuta striscia autoadesiva-facilità di apertura e srotolamento | 25                       |
| Adattabilità anatomica, tenuta stagna-efficacia                                               | 18                       |
| Tenuta con i sistemi di raccolta-sicurezza                                                    | 14                       |
| Praticità-confezionamento ed accessori per facilitare l'inserimento                           | 13                       |

Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione valuta la documentazione tecnica presentata dalle ditte rilevando quanto segue:

#### **LOTTO 1**

- Ditte Benefis, CEA, Clini-Lab, Codisan, Coloplast, Farmac-Zabban e Securmed: i requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

#### **LOTTO 2**

- Ditta Chemil: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.
- Ditta Clini-Lab: invia come campionatura sacca raccolta urina 2 lt con prolunga da 90 cm ed offre la versione con prolunga 120 cm ..

#### **LOTTO 3 a e b**

- Ditta Coloplast e Securmed :requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

#### **LOTTO 4 a e b**



- Ditta Benefis,CEA,Clini-Lab,Chemil,Securmed e Teleflex: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati

#### **LOTTO 5**

- Ditta Coloplast, Hollister e Teleflex: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati

La Commissione decide di effettuare delle prove pratiche per la valutazione dei parametri indicati.

Viene consegnata la campionatura ai Coordinatori dei seguenti reparti per le prove pratiche da effettuare nelle U.O.utilizzatrici, per la valutazione dei parametri richiesti.

**LOTTO 1 :** Hospice campioni ditte Benefis e CEA  
Medicina campioni ditte Clini-Lab e Codisan  
Neurologia campioni ditte Coloplast, FarmacZabban e Securmed

**LOTTO 2:** Medicina Fisica e Riabilitativa campioni ditta Clini-Lab  
Pneumologia campioni ditta Chemil

**LOTTO 3 a e b:** Urologia campioni ditte Coloplast e Securmed

**LOTTO 4 a e b:** Medicina campioni ditta Benefis e Teleflex  
Geriatrics campioni ditte CEA, Clini-Lab, Chemil e Securmed

**LOTTO 5:** Cardiologia campioni ditta Hollister  
Neurologia campioni ditta Teleflex  
Medicina campioni ditta Coloplast

La Commissione, per quanto riguarda il campione presentato dalla ditta Clinilab al lotto 2 (comunicazione Ditta allegata), decide di testare i parametri di valutazione del lotto facendo le prove nel laboratorio della farmacia.

La Commissione si riunirà appena saranno concluse le prove pratiche.  
La riunione si conclude alle ore 12.45

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per il seguito di competenza.

#### **I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

Dott.ssa Antonella Bagaccin

FIRMATO

Sig.ra Anna Dal Corno

FIRMATO

Sig.ra Stefania Zuccon

FIRMATO

## **VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SACCHE URINA, SACCHE URINA STERILI ed ACCESSORI.**

Il giorno 11 maggio 2021 alle ore 10 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0117544/GM/mr/2020 del 03/12/2020, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all'attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

Presidente: Dott.ssa Antonella Bagaccin, Dirigente farmacista - U.O.C. Farmacia Ospedaliera  
Distretto Est

Componenti: Sig.ra Anna Dal Corno Coordinatore infermieristico U.O.C. Geriatria – Distretto Est  
Sig.ra Stefania Zuccon Coordinatore infermieristico U.C.I.C. U.O.C. Cardiologia –  
Distretto Est

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta. La Commissione procede alla valutazione finale della campionatura presentata, basandosi sulle prove effettuate dagli utilizzatori.

Vengono assegnati i punteggi come da file allegato.

I Componenti la Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 12.

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per il seguito di competenza.

### **I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

Dott.ssa Antonella Bagaccin

FIRMATO

Sig.ra Anna Dal Corno

FIRMATO

Sig.ra Stefania Zuccon

FIRMATO

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
 AZIENDA ULSS N. 8 BERICA  
 Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA  
 COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV  
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it  
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it  
[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

| LOTTO 1                                      | criteri di valutazione della qualità                                                                                                                 | Benefis | CEA | Clini-Lab | Codisan | Coloplast | Farmac-Zabban | Securmed |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---------|-----------|---------------|----------|
| sacca urina non sterile 2000 ml cod 107 5729 | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – Tenuta della sacca                 | 12      | 12  | 12        | 12      | 12        | 12            | 12       |
|                                              | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – uniformità della sigillatura bordo | 5       | 5   | 5         | 5       | 5         | 5             | 5        |
|                                              | Modalità di lettura e verifica contenuto: scala di graduazione ben visibile – visibilità e facilità di lettura della scala graduata                  | 26      | 26  | 26        | 26      | 26        | 26            | 26       |
|                                              | Funzionalità del tubo: deve impedire inginocchiamento – rigidità del tubo                                                                            | 27      | 27  | 27        | 27      | 27        | 27            | 27       |
|                                              | Punteggio >42 e <70                                                                                                                                  | 70      | 70  | 70        | 70      | 70        | 70            | 70       |

| LOTTO 2                                     | criteri di valutazione della qualità                                                                                                                 | Chemil | Clini-Lab |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| sacca urina sterile 2000 ml<br>cod 107 6012 | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – Tenuta della sacca                 | 12     | 12        |
|                                             | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – uniformità della sigillatura bordo | 5      | 5         |
|                                             | Modalità di lettura e verifica contenuto: scala di graduazione ben visibile – visibilità e facilità di lettura della scala graduata                  | 14     | 14        |
|                                             | Funzionalità del tubo: deve impedire inginocchiamento – rigidità del tubo                                                                            | 10*    | 14        |
|                                             | Funzionalità del rubinetto di scarico – semplicità della chiusura di azionamento e sicurezza sistema di scarico                                      | 25     | 25        |
|                                             | Punteggio >42 e <70                                                                                                                                  | 66     | 70        |

Chemil: \*Si è riscontrato, nelle prove effettuate, l'inginocchiamento del tubo che ha causato , in alcuni casi , globi vescicali ai pazienti.

| LOTTO 3 A-B                                                     | criteri di valutazione della qualità                                                                                                                 | Coloplast | Securmed |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| sacca non sterile da gamba e laccetti<br>cod 107 1322 e 107 787 | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – Tenuta della sacca                 | 12        | 12       |
|                                                                 | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – uniformità della sigillatura bordo | 5         | 5        |
|                                                                 | Modalità di lettura e verifica contenuto: scala di graduazione ben visibile – visibilità e facilità di lettura della scala graduata                  | 14        | 14       |
|                                                                 | Funzionalità del tubo: deve impedire inginocchiamento – rigidità del tubo                                                                            | 14        | 14       |
|                                                                 | Funzionalità del rubinetto di scarico – semplicità della chiusura di azionamento e sicurezza sistema di scarico                                      | 25        | 23*      |
|                                                                 | Punteggio >42 e <70                                                                                                                                  | 70        | 68       |

Ditta Securmed: \*La sacca ha un sistema di svuotamento duro e poco maneggevole.



| LOTTO 4 A-B                                                                 | criteri di valutazione della qualità                                                                                                          | Benefis | CEA | Clini-Lab | Chemil | Teleflex | Securmed |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|--------|----------|----------|--|
| sacca urina sterile a circuito chiuso 107 3010 e sacca svuotamento 107 5832 | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – Tenuta dell'intero sistema  | 17      | 17  | 17        | 17     | 17       | 17       |  |
|                                                                             | Sicurezza igienico-sanitaria: la sacca deve garantire la massima sicurezza rispetto alla fuoriuscita di liquidi – presenza di alette          | 9       | 9   | 9         | 9      | 9        | 9        |  |
|                                                                             | Perfetto raccordo tra l'estremità e la sacca di raccolta- semplicità nell'esecuzione della manovra di scollegamento/collegamento delle sacche | 26      | 20* | 26        | 20*    | 20*      | 19*e**   |  |
|                                                                             | Maneggevolezza dell'intero sistema per il paziente- semplicità di utilizzo in autonomia                                                       | 18      | 18  | 18        | 18     | 18       | 18       |  |
|                                                                             | Punteggio >42 e < 70                                                                                                                          | 70      | 64  | 70        | 64     | 64       | 63       |  |

Ditta CEA: \* Nella manovra di svuotamento spesso è risultato difficoltoso l'ancoraggio della sacca di svuotamento con casi di distacco della stessa

Ditta Securmed:\*\* Spandimento di liquidi dal raccordo

\* Nella manovra di svuotamento spesso è risultato difficoltoso l'ancoraggio della sacca di svuotamento con casi di distacco della stessa

Ditta Chemil: \* Nella manovra di svuotamento spesso è risultato difficoltoso l'ancoraggio della sacca di svuotamento con casi di distacco della stessa

Ditta Teleflex: \* Nella manovra di svuotamento spesso è risultato difficoltoso l'ancoraggio della sacca di svuotamento con casi di distacco della stessa

| LOTTO 5                                                    | criteri di valutazione della qualità                                                       | Teleflex | Hollister | Coloplast |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| raccoglitore esterno tipo condom 107 782,107 783 e 107 784 | Semplicità di posizionamento, tenuta striscia adesiva- facilità di apertura e srotolamento | 5*       | 25        | 25        |
|                                                            | Adattabilità anatomica, tenuta stagna - efficacia                                          | 3,6**    | 18        | 18        |
|                                                            | Tenuta con i sistemi di raccolta - sicurezza                                               | 14       | 14        | 14        |
|                                                            | Praticità – confezionamento ed accessori per facilitare l'inserimento                      | 2,6***   | 13        | 13        |
|                                                            | Punteggio >42 e < 70                                                                       | 25,2     | 70        | 70        |

Ditta Teleflex: \* La parte adesiva fatica a srotolare.

\*\* Non si riesce a posizionare correttamente perché appiccicoso.

\*\*\* Tende a collabire quando si toglie il sostegno, impedendo un corretto posizionamento.



**CLINI-LAB s.r.l.**

Via Il Strada, 14 (Z.I.) - 35026 CONSELVE (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9500644 - Fax +39 049 9500707  
www.clinilab.it • clinilab@clinilab.it



Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. R.E.A. di PD 183969  
M/546591 - Reg. Imp. di PD 20927  
Cod Fisc. e Part. IVA IT 01857820284

**Spett.le**  
**AZIENDA ULSS N.8 BERICA**  
**VIALE F.RIDOLFI N 37**  
**36100 VICENZA(VI)**

**OGGETTO: Procedura di gara per la fornitura di sacche urina sacche urina sterili ed accessori.**

Comunicazione ID 139.747.446 Portale Sintel  
ns rif. n prot.191524 rb/LB. Off. n.1562/2019

Spettabile Ente

In riferimento alla campionatura richiesta specifichiamo la sacca urina sterile, 2000ml con valvola e rubinetto è al momento disponibile solo nella versione con tubo da 90cm.

Come dichiarato anche alla presentazione della fornitura entro la scadenza di gara, il prodotto sarà riassortito in caso di aggiudicazione.

Le caratteristiche fondamentali della sacca (corpo materiale, robustezza, rubinetto scarico, valvola antireflusso e confezionamento singolo) possono essere valutate dal codice 379061S già in Vostro possesso. Per quanto riguarda il tubo si dovrà tenere conto che ci saranno 30cm in più.

Purtroppo, non avendo altri contratti attivi della versione da 120cm, non è per noi conveniente tenere a scorta materiale soggetto a scadenza.

Qualora riteniate di non poter fare la valutazione con la versione fornita, possiamo procurare una decina di sacche in circa 15-20gg in confezione anonima.

In attesa di riscontro, accettiamo comunque ogni Vostra decisione in merito.

Conselve, 07/05/2021

CLINI-LAB S.R.L.  
*Il legale rappresentante*  
**LUCIANO BUSON Firmato digitalmente**